

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ku70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Número de artículo: CM0015544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Ku70 (XRCC6) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en reparación del ADN y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Ku70 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2547
GeneID	2547
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 408-609 de la proteína Ku70 humana (NP_001460.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12956
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo