

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ku70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12956

Número de artículo: CM0026912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Ku70 humano (XRCC6), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la reparación del daño al ADN y la vía NHEJ.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ku70 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Especie	Humano
ID de gen	2547 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 501-600 de Ku70 humano (NP_001460.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12956
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo