


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ku80 Para Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb - P13010

Número de artículo: CM0005433



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra Ku80 humano (XRCC5). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de NHEJ, reparación del ADN y mantenimiento de telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] Ku80 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7520
ID de Gen	7520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 543-732 del Ku80 humano (NP_066964.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13010
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo