

Anticuerpo Policlonal Anti-Ku80 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27641

Número de artículo: CM0022098

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Ku80 de ratón, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con proteínas humanas y de ratón. Útil para investigaciones sobre reparación del ADN y telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ku80 Rabbit pAb
Observaciones/alias	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
Especie	Ratón
GeneID (humano)	7520
GeneID	22596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 543-732 de Ku80 de ratón (NP_033559.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P27641
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo