

Anticuerpo Policlonico Anti-Ku80 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Número de artículo: CM0028570



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la proteína Ku80 (XRCC5) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 83 kDa. Adecuado para investigación en reparación del ADN, NHEJ y telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ku80 Rabbit pAb
Notas / Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7520
ID del Gen	7520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 543-732 de la proteína Ku80 humana (NP_066964.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13010
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo