


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ku80 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Número de artículo: CM0002787



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Ku80 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en muestras humanas. Dirigido a la proteína de reparación del ADN Ku80 / XRCC5 para investigación en recombinación NHEJ y V(D)J. Materia prima IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Ku80
Observaciones/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Especie	Humano
GeneID	7520
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 633-732 de Ku80 humano (P13010)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13010
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo