

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kyat3 (Kat3/Ccbl2) Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Yp21

Número de artículo: CM0028290

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KYAT3 (pAb) validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la curenina aminotransferasa III, involucrada en el metabolismo del triptófano. Ideal para investigación en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo KYAT3
Observaciones/Alias	KAT3; CCBL2; KATIII
Especie	Humano
GeneID	56267
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 295-394 de KYAT3 humano (NP_001008661.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6YP21
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo