

Anticuerpo Monoclonal Anti-Kynu Para Wb, Elisa - Q16719

Número de artículo: CM0004198



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la quinu reninasa humana (KYNu), una enzima clave en el catabolismo del triptófano. Es adecuado para Western blot y ELISA, con inmunógeno derivado de proteína recombinante. Reactividad cruzada: humano. Detecta bandas de 34 kDa y 52 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KYNU Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KYNU; KYNUU; quinu reninasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8942
GeneID	8942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-465 de la KYNU humana (NP_003928.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16719
Peso molecular de la proteína	34kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo