

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-L-Myc Para Wb, Elisa - P12524

Número de artículo: CM0020020

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra L-Myc humano (MYCL) validado para western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la función del factor de transcripción en procesos nucleares y vías de señalización oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-L-Myc
Observaciones/Alias	LMYC; L-Myc; MYCL1; bHLHe38; MYCL
Especie	Humano
GenelD (humano)	4610
GenelD	4610
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de MYCL humano (NP_001028253.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P12524
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo