


Anticuerpo Monoclonal Anti-L-Plastin/Lcp1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P13796

Número de artículo: CM0011135



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra L-Plastin/LCP1 humana (Plastin-2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de activación de células T, citoesqueleto de actina y función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra L-Plastin/LCP1
Observaciones/Alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3936
ID del gen	3936
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 528-627 de L-Plastin/LCP1 humana (P13796).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13796
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo