

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-L1R Para Wb, Elisa - Q8V4Z7

Número de artículo: CM0027628

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína L1R del virus de la viruela del mono (cepa Zaire-96-I-16). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con la cepa de inmunización. Adecuado para investigación sobre la viruela del mono y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	L1R Rabbit pAb
Especie	Virus de la viruela del mono Zaire-96-I-16
GeneID	928938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de L1R del virus de la viruela del mono Zaire-96-I-16 (NP_536512.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Virus de la viruela del mono Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Peso molecular de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo