

Anticuerpo Policlonal Anti-L2Hgdh Para Wb, Elisa - Q9H9P8

Número de artículo: CM0027231

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la L2HGDH humana (L-2-hidroxiglutarato deshidrogenasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratones. Ideal para investigación sobre metabolismo mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	L2HGDH Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Especie	Humana
ID del Gen	79944
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la L2HGDH humana (NP_079160.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q9H9P8
Peso Molecular	50kDa
Envío	Bolsa de hielo