


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-L3Mbt1 Para If/Icc, Elisa - Q9Y468

Número de artículo: CM0029729



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-L3MBTL1 está validado para IF/ICC y ELISA, dirigido a la proteína L3MBTL1 humana, un regulador de la cromatina del grupo Polycomb que reprime la transcripción mediante el reconocimiento de la metilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	L3MBTL1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26013
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 533-772 de la L3MBTL1 humana (NP_056293.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y468
Peso de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo