

Anticuerpo Policlonal Anti-L3MbtI2 Para Wb, Elisa - Q969R5

Número de artículo: CM0015614



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra L3MBTL2, validado para Western blot y ELISA. Tiene como objetivo L3MBTL2 humano, un regulador de la cromatina del grupo Polycomb con un peso molecular de 79 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra L3MBTL2
Observaciones/Alias	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Especie	Humana
GeneID	83746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 486-705 de L3MBTL2 humano (NP_113676.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q969R5
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo