


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-L3MbtI3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Jm7

Número de artículo: CM0030927



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra L3MBTL3 (MBT-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta L3MBTL3 humano y de ratón. Ideal para estudios de señalización Notch, regulación de la cromatina y ubiquitina ligasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	L3MBTL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84456
ID de gen	84456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-255 de L3MBTL3 humano (NP_115814.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96JM7
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo