


Anticuerpo Policlonal Anti-Lactb Para Wb Y Elisa - P83111

Número de artículo: CM0030165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la LACTB humana, una proteasa mitocondrial y supresor tumoral. Recomendado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de biología mitocondrial y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LACTB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G24; MRPL56; LACTB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114294
GeneID	114294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-290 de la LACTB humana (NP_116246.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P83111
Peso Molecular	61kDa
Envío	Bolsa de hielo