


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lactb Para Wb, Elisa - P83111

Número de artículo: CM0023935



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-LACTB (P83111) validado para WB y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Se dirige a la serina proteasa mitocondrial y supresor de tumores LACTB; ideal para la investigación del cáncer y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LACTB
Observaciones/Alias	LACTB; G24; MRPL56; lactamasa beta
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	114294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 116-255 de LACTB humano (NP_116246.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P83111
Peso Proteico	41kDa/60kDa
Envío	Bolsa de hielo