

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ladinina-1 (Lad1) Para Wb Y Elisa - O00515

Número de artículo: CM0021690

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LAD1 validado para Western blotting y ELISA, con reactividad frente a muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de membrana basal y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LAD1 Rabbit pAb
Notas / Alias	LadA; LAD1
Especie	Humano
GenelD (humano)	3898
GenelD	3898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-200 de LAD1 humano (NP_005549.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00515
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo