


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lag3 Para Wb Y Elisa - P18627

Número de artículo: CM0025217



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LAG3 humano (CD223), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; adecuado para estudios de puntos de control inmunitario e investigación en inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAG3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD223; LAG3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3902
GeneID	3902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-170 del LAG3 humano (NP_002277.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18627
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo