

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lair1 Para Wb Y Elisa - Q6Gtx8

Número de artículo: CM0017448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LAIR1 humano (CD305), validado para WB y ELISA. Se dirige a un receptor inhibidor del sistema inmunitario en células NK, B y T. Adecuado para aplicaciones de investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAIR1 Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD305; LAIR-1; LAIR1
Especie	Humano
ID del Gen	3903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-163 de LAIR1 humano (NP_002278.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo