

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lair2 Para Wb, If-P, Elisa - Q6Iss4

Número de artículo: CM0014654

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra LAIR2 (CD306) humano, apto para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de leucocitos y receptores inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LAIR2 Rabbit pAb
Notas / Alias	CD306; LAIR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3904
GeneID	3904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-120 de LAIR2 humano (NP_002279.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ISS4
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo