


Anticuerpo Policlonal Anti-Lalba Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00709

Número de artículo: CM0027115



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a LALBA humana (alfa-lactoalbúmina). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de síntesis de lactosa y biología de la glándula mamaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LALBA Rabbit pAb
Notas/Alias	LYZG; HAMLET; LALBA
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3906
GeneID	3906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-142 de la LALBA humana (NP_002280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P00709
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo