

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lama4 Para Wb, Elisa - Q16363

Número de artículo: CM0014269

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo LAMA4 detecta específicamente la subunidad alfa-4 de laminina humana (203kDa) en aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión celular mediada por laminina, el desarrollo embrionario y la biología de la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
Especie	Humano
GeneID (humano)	3910
GeneID	3910
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16363
Peso Proteico	203kDa
Envío	Bolsa de hielo