

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lamb3 Para Wb, Elisa - Q13751

Número de artículo: CM0013247

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LAMB3 (pAb) validado para WB y ELISA con reactividad humana y de rata. Dirigido a la subunidad beta-3 de laminina, una glicoproteína de la membrana basal involucrada en la adhesión celular. Ideal para la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LAMB3
Observaciones/Alias	AI1A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
Especie	Humano
ID del Gen	3914
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 762-1004 de LAMB3 humano (NP_000219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13751
Peso Molecular de la Proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo