

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Ligera Lambda Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Número de artículo: CM0003015

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IGLV1-51 humano (región variable de la cadena ligera Lambda). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación de inmunoglobulinas y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Cadena Ligera Lambda
Observaciones/Alias	V1-19; IGLV151; Cadena ligera Lambda
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	28820
ID del Gen	28820
Inmunógeno	Proteína recombinante (aa 1-117 de la cadena ligera Lambda humana, SWISS: P01701)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01701
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo