


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lamc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11047

Número de artículo: CM0006376



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LAMC1 validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. La subunidad gamma-1 de la laminina participa en la adhesión celular y la formación de la membrana basal. Ideal para investigaciones en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra LAMC1
Observaciones/Alias	LAMB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3915
GeneID	3915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1030-1275 de LAMC1 humano (NP_002284.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11047
Peso molecular	178 kDa
Envío	Bolsa de hielo