


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lamc1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P11047

Número de artículo: CM0013635



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LAMC1 de alta calidad validado para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con la subunidad gamma-1 de laminina humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular y la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAMB2; LAMC1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3915
GenelD	3915
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11047
Peso Proteico	178kDa
Envío	Bolsa de hielo