

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lamc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13753

Número de artículo: CM0011330

Introducción

El mAb de conejo contra LAMC2 detecta específicamente la subunidad gamma-2 de la laminina humana en WB, IF/ICC y ELISA. Anticuerpo monoclonal recombinante con una banda de 131 kDa. Ideal para estudios de matriz extracelular y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra LAMC2
Observaciones/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3918
ID del gen	3918
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 746-860 de LAMC2 humano (NP_005553.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13753
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo