

Anticuerpo Policlonal Anti-Lamc2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Número de artículo: CM0020752

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-LAMC2 para Western blot, IF/ICC, IF-P y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata; se dirige a la subunidad gamma-2 de la laminina, un componente de la membrana basal implicado en la adhesión y dispersión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B2; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Especie	Humano
GeneID	3918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 746-860 de LAMC2 humana (NP_005553.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13753
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo