

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lamina A/C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Número de artículo: CM0002316



Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Lamin A/C. Validado para Western blot, IHC, IF/ICC, IP y ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre lámina nuclear, laminopatías y senescencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Lamin A/C Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4000
GeneID	4000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 403-572 de la Lamin A/C humana (NP_733821.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02545
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo