

Anticuerpo Policlonal Anti-Lamin A/C Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Número de artículo: CM0016934



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Lamin A/C humano, adecuado para Western blot, inmunocitoquímica, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación de cromatina y ELISA. Reconoce especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de la estructura de la lámina nuclear, la dinámica de los cromosomas y los mecanismos de laminopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Lamin A/C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4000
ID de Gen	4000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 403-572 de Lamin A/C humano (NP_733821.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02545
Peso Proteico	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo