


Anticuerpo Policlonal Anti-Lamin B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P20700

Número de artículo: CM0023094



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Lamin B1 validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Detecta Lamin B1 Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar la arquitectura de la lámina nuclear y la organización de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Lamin B1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4001
ID de Gen	4001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 397-586 de la Lamin B1 humana (NP_005564.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20700
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo