


Anticuerpo Policlonal Anti-Lamin B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03252

Número de artículo: CM0025878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Lamin B2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce Lamin B2 (70 kDa) humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la lámina nuclear y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Nombre del Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Lamin B2
Observaciones/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84823
GeneID	84823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-620 de la Lamin B2 humana (NP_116126.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03252
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo