


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Laminina Beta 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07942

Número de artículo: CM0011110



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Laminina beta 1 humana, aplicable para Western blot, inmunocitoquímica/inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Validado para uso en investigación en estudios de matriz extracelular y membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Laminina beta 1
Observaciones/Alias	CLM; LIS5; Laminina beta 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3912
ID del Gen	3912
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1687-1786 de la Laminina beta 1 humana (P07942).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07942
Peso Molecular de la Proteína	198kDa
Envío	Bolsa de hielo