

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Laminina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Número de artículo: CM0025620

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la subunidad gamma-3 de la laminina y otras cadenas de laminina. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, con reactividad en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigaciones de la matriz extracelular y la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Laminina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARP; Arp1; ARL18
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
ID de Gen	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Inmunógeno	Proteína recombinante de Laminina humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Peso Proteico	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
Envío	Bolsa de hielo