


Anticuerpo Policlonal Anti-Lamp1 Para Wb Y Elisa - P11279

Número de artículo: CM0028877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LAMP1 (CD107a) humana para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta una glicoproteína de membrana lisosomal de 45 kDa fundamental para la autofagia, la citotoxicidad de células NK y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAMP1; CD107a; LGP120; LAMP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3916
ID del Gen	3916
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de LAMP1 humana (NP_005552.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P11279
Peso Proteico	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo