


## Anticuerpo Policlonal Anti-Lamp1 (Validado Mediante Kd) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11279

Número de artículo: CM0019576



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LAMP1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra una glicoproteína de membrana lisosomal implicada en la autofagia, la regulación del pH lisosomal y la citotoxicidad de las células NK. Ideal para investigación en biología celular e inmuno-oncología. - P11279

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado mediante KD] pAb de conejo anti-LAMP1                                                                   |
| Observaciones/Alias | LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 3916                                                                                                              |
| GeneID              | 3916                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de LAMP1 humano (NP_005552.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                               |
| SWISS               | P11279                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 45 kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                    |