


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para Citometría De Flujo - P11279

Número de artículo: CM0008531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAMP1/CD107a humano validado para citometría de flujo intracelular. Dirigido a la glicoproteína de membrana lisosomal involucrada en la autofagia y la citotoxicidad de células NK. Inmunógeno recombinante (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LAMP1/CD107a humano
Observaciones/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso molecular de la proteína	38kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo