


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para If/Icc, Fc - P11438

Número de artículo: CM0012669



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra LAMP1/CD107a de ratón, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para la investigación de la biología lisosomal, la autofagia y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LAMP1/CD107a de ratón
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3916
ID del gen	16783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de ratón (NP_034814.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P11438
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo