


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lamp1/Cd107A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11279

Número de artículo: CM0006711



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra LAMP1/CD107a humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Ideal para la investigación sobre lisosomas, autofagia y citotoxicidad de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] LAMP1/CD107a Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humana (NP_005552.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo