


Polimab® De Conejo Anti-Lamp1/Cd107A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

Número de artículo: CM0006795



Introducción

Anticuerpo monoclonal polimórfico de conejo validado por KD contra LAMP1/CD107a de humano/ratón para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; ideal para investigación de biogénesis lisosomal y citotoxicidad de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolimAb® de conejo anti-LAMP1/CD107a [Validado por KD]
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Ratón)	16783
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD107a de humano/ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11438/P11279
Peso molecular de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo