

Anticuerpo Policlonal Anti-Lamp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Número de artículo: CM0022922



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LAMP2 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para investigación de biogénesis de lisosomas, autofagia y presentación de MHC de clase II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de LAMP2 humano (NP_002285.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13473
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo