

Anticuerpo Policlonal Anti-Lamp2 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Número de artículo: CM0015401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LAMP2 (CD107b), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Inmunógeno recombinante (aa 29-375). Ideal para la investigación de la autofagia, los lisosomas y la autofagia mediada por chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-LAMP2
Observaciones/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Especie	Humano
ID del gen	3920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-375 de LAMP2 humano (NP_002285.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P13473
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo