

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lamp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

Número de artículo: CM0024706



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LAMP3 validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de autofagia, células dendríticas e infecciones virales. Materias primas para IVD fiables de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Especie	Humano
ID de Gen	27074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-380 de LAMP3 humana (NP_055213.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQV4
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo