

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lamtor1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6laa8

Número de artículo: CM0021948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a LAMTOR1, validado en WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para la investigación de señalización mTOR, biología de lisosomas y detección de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAMTOR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55004
GeneID	55004
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de LAMTOR1 humano (NP_060377.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6IAA8
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo