

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Langerina/Cd207 Para Wb, Elisa - Q9Uj71

Número de artículo: CM0026597



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Langerina/CD207. Validado para inmunotransferencia (Western blot) y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la Langerina en células inmunitarias y la presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Langerina/CD207 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLEC4K; Langerina/CD207
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50489
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-200 de la Langerina/CD207 humana (NP_056532.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJ71
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo