


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lap2 Para Wb, Elisa - P42166/P42167

Número de artículo: CM0022093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LAP2 humano (timopoyetina, TMPO). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre la arquitectura nuclear y el desarrollo de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-LAP2
Observaciones/Alias	TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; timopoyetina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7112
ID del Gen	7112
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-168 de LAP2 humano (NP_001027454.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P42166/P42167
Peso Proteico	38kDa/50kDa/75kDa
Envío	Bolsa de hielo