

Anti-Lap3 (Validado Por Kd) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28838

Número de artículo: CM0010893

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAP3 validado por KD para Western blotting, IHC-P y ELISA. Detecta la aminopeptidasa citosólica LAP3 humana, de ratón y de rata, implicada en el metabolismo del glutatión. Ideal para estudios de validación de knockdown.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] LAP3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106
Especie	Humano
GeneID (humano)	51056
GeneID	51056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-180 de LAP3 humana (NP_056991.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28838
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo