

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lap3 Para Wb, Elisa - P28838

Número de artículo: CM0025701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la LAP3 humana (aminopeptidasa del citosol) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo del glutatión y el estado redox celular. 56kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo LAP3
Observaciones/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	51056
GeneID	51056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-519 de la LAP3 humana (NP_056991.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28838
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo