

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lap3 - P28838

Número de artículo: CM0020365

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LAP3 humano. Probado para WB, IF-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Investigue la función de la aminopeptidasa citosólica en el metabolismo del glutatión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAP3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; aminopeptidasa citosólica
Especie	Humano
ID de Gen	51056
Inmunógeno	Proteína recombinante de LAP3 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28838
Peso Proteico	52kDa/56kDa
Envío	Bolsa de hielo